

Інструкція із застосування медичного виробу

Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів

№ п/п	Розмір виробу
1	Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів, розмір 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 стерильний, одноразового використання
2	Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів із заглушкою, розмір 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 стерильний, одноразового використання

Призначення: використовується для видалення рідин з біологічних порожнин (аспірації вмісту з трахеобронхіального дерева), для санації і аспірації вмісту з ендотрахеальної і трахеостомічної трубок, верхніх дихальних шляхів, ротової і носової порожнин.

Характеристики: Катетер аспіраційний для санації дихальних шляхів виготовлений з медичного прозорого полівінілхлориду (PVC), складається з трубки та універсального конектора типу Вагон (Y-подібний конектор) з кольоровим кодуванням розміру. Має гладку поверхню та відкритий атравматичний дистальний кінець, що запобігають травмуванню тканин під час введення катетера. На дистальному кінці - два латеральних вічка для ефективного дренажу. На конекторі катетера є отвір для ручного вакуум-контролю. Довжина катетера 50 см.

Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку. Вилучити катетер з упаковки.
2. Ввести катетер через ніс, рот або ендотрахеальну трубку до рівня, що необхідний для активної аспірації (згідно заздалегідь визначеної відмітки на катетері).
3. Підключити відсмоктувальне обладнання до конектора катетера та провести аспірацію.
4. Контроль рівня розрідження в катетері проводити перекриваючи пальцем отвір для ручного вакуум-контролю на конекторі.
5. Після закінчення аспірації від'єднати катетер від аспіраційного обладнання, видалити катетер.
6. Утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (EO). Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Маркування «Дата виготовлення» та «Використати до» зазначаються на упаковці виробу в наступному порядку: рік-місяць-день. Перші дві цифри відображають десятиріччя та рік, без зазначення поточного тисячоріччя та сторіччя (приклад: 240301 де 24- це 2024 рік, 03- місяць березень, 01- день).

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel.: +86 518 85476682, Fax.: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Виробник: Цзянсу Суюн Медікл Метеріелс Ко., ЛТД

№18 Джин Цяо Роуд Дapu Індустріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,
Піпелз Републік Китай

Тел.: +86 518 85476682, факс: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Тел.: +38 094 9547340, www.jsukraine.com.ua