

Інструкція із застосування медичного виробу

Шприці ін'єкційні стерильні одноразового використання з голками та без голок

№ п/п	Розмір та комплектація виробу
1	Шприц ін'єкційний з голкою 2мл стерильний, одноразового використання
2	Шприц ін'єкційний з голкою 5мл стерильний, одноразового використання
3	Шприц ін'єкційний з голкою 10мл стерильний, одноразового використання
4	Шприц ін'єкційний з голкою 20мл стерильний, одноразового використання
5	Шприц ін'єкційний з голкою 50мл стерильний, одноразового використання

Призначення: широкого спектру використання, у тому числі, для виконання всіх видів ін'єкцій, промивання порожнин, інстиляції лікарських засобів через катетери, дренажні трубки, для забору крові та біологічного матеріалу, введення лікарських засобів за допомогою інфузійних насосів.

Характеристики: шприц ін'єкційний трьохкомпонентний (складові: циліндр, поршень (матеріал – медичний поліпропілен) та ущільнювач (матеріал – гума)). Тип з'єднання з голкою

«Луер Сліп». Об'єм та розмір голки:

- 2мл, голка 0,6x32 мм;
- 5мл, голка 0,7x38 мм;
- 10мл, голка 0,8x38 мм;
- 20мл, голка 0,8x38 мм;
- 50мл, голка 1,2x32 мм.

Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити шприц та голку з упаковки. Не знімаючи захисний ковпачок з голки, надягнути голку на шприц.
3. Зняти захисний ковпачок з голки, набрати необхідну кількість рідини для ін'єкцій в шприц шляхом повільного виводу поршня.
4. Перед введенням лікарського засобу видалити повітря з циліндру шприца.
5. Після проведення необхідних маніпуляцій одягти захисний ковпачок на голку.
6. Утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці. Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel.: +86 518 85476682, Fax.: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Виробник: Цзянсу Суюн Медікл Метеріелс Ко., ЛТД

№18 Джин Цяо Роуд Дапу Індастріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,
Піпелз Республік Китай

Tel.: +86 518 85476682, факс: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Тел.: +38 094 9547340, www.jsukraine.com.ua