

## Інструкція із застосування медичного виробу

### Шпатель отоларингологічний дерев'яний



**Вміст пакування:** Шпатель отоларингологічний дерев'яний стерильний, одноразового використання.

**Призначення:** багатофункціональний медичний інструмент, найчастіше застосовується для проведення маніпуляцій та досліджень ротової порожнини людини.

З інших сфер застосування найбільш відоме використання шпателя отоларингологічного для нанесення мазей, кремів і бальзамів, перемішування рідин або порошків, в косметологічній практиці - для нанесення гарячого воску тощо.

**Область застосування:** отоларингологія, терапевтична практика, косметологія тощо.

**Характеристики:** Шпатель виготовлений з екологічно чистої деревини твердих листяних порід дерева. Висока якість матеріалу і обробки інструменту (шліфована поверхня і краї) забезпечують його комфортну експлуатацію. Виріб не має смаку і кольору. Має рівні бічні сторони та заокруглені торцеві краї.

Розміри виробу: довжина - 150 мм; ширина - 18 мм; товщина - 1,6 мм.

#### Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити шпатель отоларингологічний дерев'яний з упаковки. Медичний виріб готовий до використання.
3. За допомогою шпателя при відкритому роті, по черзі відводячи праву і ліву щоки під час ларингологічного обстеження, провести огляд ротової порожнини пацієнта.
4. Для огляду ротоглотки шпатель кладуть на передні 2/3 язика, притискають його донизу і дещо на себе.
5. За необхідності, за допомогою шпателя можна зробити взяття зіскрібка зі слизової оболонки ротової порожнини.
6. Після проведення необхідних маніпуляцій утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

#### Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

**Термін придатності** - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

**Виробник:** Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.  
№18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel.: +86-518-85476682, Fax.: +86-518-85466033, [www.suyunmedical.com](http://www.suyunmedical.com)

**Виробник:** Цзянсу Суюн Медікл Метеріелс Ко., ЛТД  
№18 Джин Цяо Роуд Дапу Індустріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,  
Піпелз Републік Китай

Tel.: +86-518-85476682, Fax.: +86-518-85466033, [www.suyunmedical.com](http://www.suyunmedical.com)

**Уповноважений представник в Україні:** ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Тел.: +38-094-9547340, [www.jsukraine.com.ua](http://www.jsukraine.com.ua)