

## Інструкція із застосування медичного виробу

### Сечоприймачі стерильні одноразового використання

| № п/п | Перелік та розмір виробу                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Сечоприймач 2000 мл зі зливним клапаном та з'єднувальною трубкою 90 см стерильний, одноразового використання |
| 2     | Сечоприймач 750мл з клапаном та кріпленням для ноги стерильний, одноразового використання                    |

**Призначення:** сечоприймачі 2000мл та 750мл призначені для збору сечі через катетер із сечового міхура. Сечоприймач 2000мл використовується в стаціонарних умовах, коли хворий знаходиться в лежачому стані, кріпиться до ліжка пацієнта або стійки. Сечоприймач 750мл використовується для збору сечі у пацієнтів, які ходять і ведуть досить активний спосіб життя.

**Характеристики:** сечоприймач складається з мішка для збору сечі, випускного клапану, з'єднувальної трубки (на кінці трубки - конічний конектор з ковпачком), підходить до будь-якого розміру і типу катетера. Мішок виготовлений з поліетилену, стінки мішка - прозорі. Є клапан проти зворотного току сечі.

#### Інструкція із застосування:

1. Встановити урологічний катетер.
2. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку. Вилучити сечоприймач з упаковки.
3. Закріпити сечоприймач на ліжку, стійці або нозі пацієнта, використовуючи отвори, стрічки та інші пристосування для кріплення сечоприймача.
4. Закрити випускний клапан.
5. Зняти захисний ковпачок з конічного конектора, приєднати конектор до урологічного катетера.
6. При наповненні мішку виміряти обсяг сечі, відкрити випускний клапан.
7. Після спорожнення мішку знову закрити випускний клапан.
8. Після використання утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

#### Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

**Термін придатності** - 5 років від дати, вказаної на упаковці. Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

**Виробник:** Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel.: +86 518 85476682, Fax.: +86 518 85466033, [www.suyunmedical.com](http://www.suyunmedical.com)

**Виробник:** Цзянсу Суюн Медікл Метеріелс Ко., ЛТД

№18 Джин Цяо Роуд Дapu Індустріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,  
Піпелз Републік Китай

Tel.: +86 518 85476682, факс: +86 518 85466033, [www.suyunmedical.com](http://www.suyunmedical.com)

**Уповноважений представник в Україні:** ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Тел.: +38 094 9547340, [www.jsukraine.com.ua](http://www.jsukraine.com.ua)