

Інструкція із застосування медичного виробу

Системи переливання інфузійних розчинів стерильні одноразового використання з голками та без голок

№ п/п	Модифікація виробу
1	Система переливання інфузійних розчинів (світлозахищена), з внутрішньовенною голкою та металевою голкою до ємності
2	Система переливання інфузійних розчинів стерильна, одноразового використання
3	Система переливання інфузійних розчинів з металевою голкою стерильна, одноразового використання
4	Система переливання інфузійних розчинів з пластиковою голкою стерильна, одноразового використання

Призначення: для внутрішньовенного вливання інфузійних розчинів.

Характеристики: Виготовлена з полівінілхлориду; металева атравматична голка з трьохгранною заточкою; розмір ін'єкційної голки 0,8*38 мм.

Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Перекрити регулятори потоку (затискач), зняти захисний ковпачок з голки, вставити голку в пробку флакона з інфузійним препаратом, фізіологічним або іншим розчином.
3. Зачекати, поки інфузійний препарат (розчин) заповнить крапельну камеру до половини (натиснути на неї).
4. Відкрити регулятор потоку (затискач) і видалити повітря з гнучкої трубки (заповнити трубку розчином) до появи краплі, тепер система готова до застосування.
5. Відповідно до вимог відрегулювати швидкість введення розчину (20 краплин рідини, що вводиться, = 1мл±0,1мл).
6. Після проведення необхідних маніпуляцій утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці. Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.
No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel.: +86 518 85476682, Fax.: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Виробник: Цзянсу Суюн Медікл Метеріелс Ко., ЛТД
№18 Джин Цяо Роуд Індастріал Парк 222002 Ляньюньганг, Цзянсу Провінція,
Піпелз Републік Китай
Tel.: +86 518 85476682, факс: +86 518 85466033, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Джей Ес Україна»

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

Тел.: +38 094 9547340, www.jsukraine.com.ua