



Інструкція з використання

Простирadlo одноразове:

Простирadlo одноразового використання з нетканого матеріалу спанбонд

Розмір:

довжина 100-500 м;

ширина 60 та 80 см

Щільність: 17-30 г/м²

Призначення:

- медицина (гінекологічні кабінети, діагностика УЗД, МРТ, стоматологія);
- косметологія;
- масаж;
- СПА-процедури

Особливості:

Одноразові простирadlo в рулонах виготовлені з високоякісного нетканого матеріалу спанбонд, який має ряд переваг:

- екологічність;
- повітропроникність;
- гіпоалергенність;
- стійкість до хімічних дій;
- антистатичність;
- висока стійкість до механічних пошкоджень

Спосіб використання:

- перед застосуванням помити руки;
- розкрити рулон, відірвати або відрізати потрібну довжину;
- відрізком застелити потрібну поверхність;
- після використання викинути у смітник

Застереження: Не використовувати після закінчення строку придатності! Тільки для одноразового використання!

Номер партії (LOT): див. на упаковці.

Умови зберігання: зберігати при температурі від -5 ° до +65 ° та вологості не більше 80 %

Виробник: ТОВ «ОДЕТЕКС», 65010, м.Одеса, вул.Бригадна,131, тел.+38 (048) 233 20 88

Адреса потужності виробництва: 65006, м.Одеса, вул.Краснословідська,1

Претензії від споживачів приймає виробник за номер телефону +38 (048) 233 20 88

