

Інструкція із застосування медичного виробу

Чашка Петрі

Призначення: Призначена для використання в лабораторіях для мікробіологічних досліджень.

Характеристики: Чашка Петрі- це лабораторний посуд, який виготовлений з прозорого поліпропілену високої якості у формі невисокого плоского циліндра, що закривається прозорою кришкою з вентиляційними опорами, але трохи більшого діаметра. Призначена для розміщення поживних середовищ, для культивування мікроорганізмів з метою дослідження їх властивостей, чутливості та резистентності до дії антибактеріальних препаратів. Застосовується в мікробіології та хімії.

Діаметр 90 ±1,0 мм

Висота 15 ±1,0 мм

Товщина стінки 1,0 мм

Інструкція із застосування:

1. Під час роботи використовувати відповідні засоби індивідуального захисту, одноразові рукавички, тощо, і діяти у відповідності з діючими нормами.
2. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку, виріб підготувати до роботи: оглянути, чи не має тріщин та сколів.
3. Використати за призначенням.
4. Після використання за призначенням утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Уникати ударів для запобігання появи тріщин.
2. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використовувати лише за призначенням.
5. Тільки для одноразового використання.

Виріб був стерилізований за допомогою етиленоксиду (ЕО). Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики *in vitro*, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 754, про що видано Декларацію про відповідність.

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co.,LTD
No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province,
222002, People`s Republic of China
tel: 86-518-85476682, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ “Джей Ес Україна”.
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13
(048) 766-91-61; www.jsukraine.com.ua

