



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766
п/р UA53305299000026002004903502 ПАТ КБ «Приватбанк»

Медико-технічні вимоги

Аплікатор з бавовняною кінцівкою, у транспортній пробірці, металевий стрижень стерильний, одноразового використання. Середовище AMIES. 10мл. (SUYUN)

№ п/п	Характеристики
1	Повинен бути призначений для взяття, транспортування та зберігання зразків біологічного матеріалу для проведення лабораторних досліджень.
2	До складу виробу входять: круглдонна пластикова пробірка (12x150мм) з транспортним середовищем Amies та аплікатор з бавовняною кінцівкою, вмонтований в пробку.
3	Аплікатор повинен бути виготовлений з металевої палички і медичної очищеної бавовняної вати.
4	Аплікатор повинен мати розміри: 150 мм × Ø 2.2 мм Діаметр тампона 5 мм ± 0.5 мм.
5	Повинен мати етикетку на поверхні пробірки для нанесення персональних даних.
6	Повинен бути стерильним, апірогенним та нетоксичним.
7	Повинен бути для одноразового використання.
8	Повинен мати індивідуальне пакування.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.