

Назва	Медико-технічні вимоги
Щіточка ендоцервікальна тип Д	<p>Призначення: для одномоментного забору матеріалу (епітелію) в гінекологічній практиці з двох гістологічно відмінних зон: шийки матки та цервікального каналу.</p> <p>Має складатися з ручки (матеріал РР) і робочої голівки (матеріал РЕ).</p> <p>Конструкція щіточки має забезпечити зіскоб середніх шарів епітелію цервікального каналу з мінімальною травматизацією капілярних судин даної анатомічної області.</p> <p>Розміри мають бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> довжина виробу 20см; ширина голівки 1,8-2,0см; довжина робочої частини голівки 3,0см. <p>Центральна частина щіточки має виступати на 10мм та мати шорстку поверхню для забору достатньої кількості епітелію для проведення лабораторних досліджень.</p> <p>Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною.</p> <p>Повинна бути для одноразового використання.</p> <p>Повинна мати індивідуальне пакування.</p>