



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № INTCO-JL-Q071-A2

Виробник: Shandong Intco Medical Products Co., Ltd
No.9888 Qiwang Road, Naoshan Industrial Park, Qingzhou, Shandong, China 262500
Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net
Дата виготовлення: 05.2024
Термін зберігання: 5 років

| Назва виробу | | Рукавички медичні оглядові нітрилові JS нестерильні неприпудрені | | | | | | Дата виготовлення: | | 2024-05 | | | |
|-----------------------------------|------------------|--|------------|---------|-------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------|-------|
| Замовник: | JS UKRAINE | Матеріал | Нітрил | | | Неприпудрені | | | Серія | | IN24004824 | | |
| Розмір: | S, M, L, XL | Колір | Фіолетовий | | | Відповідність | S:950, M:1200, L:950 | | Кількість зразків | | 30 упаковок | | |
| Показник | | | | Норма | | | | Результат | | | | | |
| Зовнішній вигляд | Критичний дефект | | | AQL 1.0 | | | | S:0/125 M:0/125 L:0/125 | | | | | |
| | Значний дефект | | | AQL 2.5 | | | | S:0/125 M:0/125 L:0/125 | | | | | |
| | Незначний дефект | | | AQL 4.0 | | | | S:5/125 M:6/125 L:5/125 | | | | | |
| Тест на крапковий отвір | | | | AQL 1.5 | | | | S:0/125 M:0/125 L:1/125 | | | | | |
| Підрахунок | | | | AQL 6.5 | | | | S:0/8 M:0/8 L:0/8 | | | | | |
| Фізичні властивості | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Розмір | S | S | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | L |
| Вага, г | 2.85 | 2.99 | 2.98 | 2.88 | 3.06 | 3.12 | 3.07 | 3.05 | 3.01 | 3.32 | 3.34 | 3.38 | 3.4 |
| Довжина, мм | 249 | 248 | 250 | 252 | 246 | 244 | 250 | 247 | 246 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Ширина долоні, мм | 87 | 86 | 87 | 85 | 96 | 96 | 95 | 98 | 97 | 108 | 107 | 106 | 107 |
| Товщина манжети, мм | 0.048 | 0.05 | 0.052 | 0.051 | 0.049 | 0.051 | 0.052 | 0.049 | 0.05 | 0.05 | 0.047 | 0.049 | 0.05 |
| Товщина долоні, мм | 0.063 | 0.062 | 0.063 | 0.067 | 0.06 | 0.059 | 0.063 | 0.062 | 0.062 | 0.059 | 0.058 | 0.056 | 0.065 |
| Товщина пальця, мм | 0.097 | 0,096 | 0.1 | 0.098 | 0.084 | 0.088 | 0.093 | 0.09 | 0.089 | 0.081 | 0.085 | 0.075 | 0.088 |
| Розтягування % | 544 | 541 | 528 | 530 | 510 | 515 | 539 | 574 | 566 | 562 | 509 | 573 | 558 |
| Сила, N | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 7.3 |
| Внутрішня коробка | | Відповідає | | | | | Зовнішній корпус | | | Відповідає | | | |
| Обладнання для тестування отворів | | INTCO-CLSB-12-025 | | | | | Номер товщиноміру | | | INTCO-CLSB- 02-005 | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| Електронний баланс | INTCO-CLSB-09-045 | Номер електронної машини для випробування на розтягування | INTCO-CLSB-10-005 | Номер сталевих лінійки | INTCO-CLSB-03-020 |
| Висновок | | Інспектор | Дата | Перевірив | Дата |
| Продукція придатна до використання | | Цзя Веньтін | 2024-05-08 | Цзя Шуфен | 2024-05-08 |

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.