



ТОВ "Джей Ес Україна"

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299  
п/р UA53305299000026002004903502

ЄДРПОУ – 37008766  
ПАТ КБ «Приватбанк»

## Сертифікат якості № WMH25023-2518

**Виробник:** JIANGSU SUYUN MEDICAL MATERIALS CO., LTD

No.18 Jin Qiao Road Dapu Industrial Park 222002 Lianyungang, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
No.1 Medicine Lane Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, 222002, People's Republic of China

**Уповноважений представник:** ТОВ "Джей Ес Україна",

адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса, Україна, 65078, Тел.: +38 094 9547340; e-mail: [jsukraineod@gmail.com](mailto:jsukraineod@gmail.com)

Дата виготовлення: 10.2025

Термін зберігання: 5 років

Сертифікат відповідності: № UA.MD.414-21, редакція 02, від 20 січня 2025 р.

| Назва продукції      |                                | Дзеркало носове стерильне одноразового використання  |                      |                         |          |
|----------------------|--------------------------------|--|----------------------|-------------------------|----------|
| Модель / тип         |                                | 150×28   | Серія                | 201025                  |          |
| Нормативні документи |                                | YZB/SU0462-2015  | Кількість зразків    | 50 шт.                  |          |
| Умови випробувань    |                                | Відповідають вимогам   | План відбору зразків | GB/T 2828.1-2012        |          |
| Стан зразка          |                                | У гарному стані  | Дата перевірки       | 2025-10-20 ~ 2025-10-27 |          |
| План відбору зразків | Назва досліджуваного показника | Технічні вимоги  |                      | Результат випробування  | Висновок |
| 5[1 2]               | Поверхня                       | Поверхня повинна бути гладкою, не повинно бути гострих країв, задирок тощо.  |                      | Відповідає              | Придатне |
|                      | Заклепка                       | На поверхні не повинно бути гострих країв, задирок тощо, і вона повинна добре співпрацювати з ручкою.  |                      | Відповідає              |          |
|                      | Розмір                         | Основні розміри повинні відповідати вимогам  |                      | Відповідає              | Придатне |
| 5[0 1]               | Пружина                        | Пружина повинна мати достатню гнучкість і бути зручною у використанні.   |                      | Відповідає              | Придатне |
|                      | Міцність                       | Якщо статична сила 20 Н прикладається до однієї ручки протягом 30 сек, кожна частина дзеркала носового не повинна виявляти жодних ознак несправності чи розламу.     |                      | Відповідає              | Придатне |
|                      | Експлуатаційні властивості     | Дзеркало носове повинне бути чистим і не мати дефектів, таких як задирки, плями тощо. Дзеркало має бути зручним при закритті, відхилення голівки має бути менше 1 мм |                      | Відповідає              | Придатне |
| —                    | Стерильність                   | Стерильне  |                      | Відповідає              | Придатне |
| Примітки             |                                | /  |                      |                         |          |

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.С.