



ТОВ "Джей Ес Україна"
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7375501, email: jsukraine@ukr.net, www.jsukraine.com.ua

МФО 351005
п/р UA20 3510 0500 0002 6000 4996 47200
ЄДРПОУ – 37008766
АТ «УкрСиббанк» м. Харків

МФО 328704
п/р UA78 3287 0400 0002 6006 0542 07055
ЄДРПОУ – 37008766
ПАТ КБ «Приватбанк»

Сертифікат якості № WMH 18001-0418

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd
No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China
Уповноважений представник: ТОВ "Джей Ес Україна", адреса: вул. Івана та Юрія Лип, 13, м. Одеса,
Україна, 65078, тел. +380487669161, e-mail: jsukraine@ukr.net
Дата виготовлення: 03.2018
Термін зберігання: 5 років
Сертифікат відповідності: № R3M 156 304 B2

| Назва продукції | | Ендотрахеальна трубка з манжетою стерильна, одноразового використання | | |
|--------------------------------------|--|---|------------------------|----------|
| Модель / тип | Розмір: 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0 | Серія | 180318 | |
| Нормативні документи | JK 51/104-01 | Кількість зразків | 30 шт | |
| Стан зразка | У гарному стані | Дата перевірки | 2018-03-19~2018-03-23 | |
| Назва досліджуваного показника | Технічні вимоги | | Результат випробування | Висновок |
| Діаметр манжети | Відповідно до розміру. Допустима похибка $\leq \pm 15\%$. | | Відповідає | Придатна |
| Викривлення трубки | Відсутнє спотворення після накачування газом. | | Відповідає | Придатна |
| Положення манжети | Не виступає за край скосу. | | Відповідає | Придатна |
| Зовнішній вигляд | Гладка поверхня, атравматичний дистальний кінець, чітко надруковане маркування | | Відповідає | Придатна |
| Розмір | Відповідає стандарту | | Відповідає | Придатна |
| Зовнішній діаметр трубки | ≤ 3.0 мм | | Відповідає | Придатна |
| Кут між зовнішньою трубкою і трубкою | $\leq 45^\circ$. | | Відповідає | Придатна |
| Довжина S3 | ≥ 7 мм | | Відповідає | Придатна |
| Радіус вигину | 140 ± 20 мм | | Відповідає | Придатна |
| Площа очка Мерфі | Більше 80% площі поперечного перерізу, дозволяється стандартом. | | Відповідає | Придатна |
| Розташування очка Мерфі | Збоку трубки, навпроти скосу. | | Відповідає | Придатна |
| Кут скосу | $38^\circ \pm 10^\circ$. | | Відповідає | Придатна |
| Примітки | / | | | |

Даний документ є перекладом Сертифікату виробника продукції - Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"



Сохань С.Є.