

Фабрика мийних та дезінфекційних засобів ТзОВ «ДезоМарк»

Фабрика: вул.Шевченка, 186, м.Новояворівськ, Яворівський район, Львівська область, 81053, Україна
Офіс: вул.Акад. Лазаренка, 6 б, м.Львів, 79026, Україна. Тел.: (032)227-61-22, 23, 24, 25
E-mail: office.desomark@gmail.com; www.famidez.ua

FAMIDEZ®

Сертифікат аналізу

Назва продукту: **«Фамідез® Сано Борербад»**

Партія 040722: **10 x0, 5л**

Параметри досліджень	Показники якості за АНД	Фактичні результати
1. Зовнішній вигляд	Прозора рідина	Прозора рідина
2. Колір	Від безбарвного до світло жовтого	Відповідає
3. Запах	Помірний специфічний запах ізопропанолу	Помірний специфічний запах ізопропанолу
4. Масова частка загального луку у перерахунку на КОН, %	2,02-2,46	2,36
5. Показник заломлення при 20° С, умов.од.	1,219- 1,489	1,3489
6. Густина при 20° С, г/см ³	0,905-1,107	1,013
7. Водневий показник ,рН	13,0-14,0	14,0

Умови зберігання : в пакуванні виробника у складських приміщеннях при температурі від 0°С до 35°С протягом 36 місяців

Призначення засобу : дезінфекція стоматологічного інструментарію


Даний сертифікат аналізу підтверджує відповідність виготовленого продукту вимогам ТУ У 24.2-30945492-005-2002 «Деско Борербад фасований».Зміна №1

ТзОВ «ДезоМарк»

м.Новояворівськ

11.07.2022 р.

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ДезоМарк"
ЄДРПОУ 30945492
ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ АНАЛІЗУ

**FAMIDEZ**

Фабрика мийних та дезінфекційних засобів ТзОВ «ДезоМарк»

Фабрика: вул.Шевченка, 186, м.Новояворівськ, Яворівський район, Львівська область, 81053, Україна
Офіс: вул.Акад. Лазаренка, 6 б, м.Львів, 79026, Україна. Тел.: (032)227-61-22, 23, 24, 25
E-mail: office.desomark@gmail.com; www.famidez.ua

Сертифікат аналізу

Назва продукту: «Фамідез® Сано Борербад»

Партія 040722: 20 x 1л

Параметри досліджень	Показники якості за АНД	Фактичні результати
1. Зовнішній вигляд	Прозора рідина	Прозора рідина
2. Колір	Від безбарвного до світло жовтого	Відповідає
3. Запах	Помірний специфічний запах ізопропанолу	Помірний специфічний запах ізопропанолу
4. Масова частка загального луку у перерахунку на КОН, %	2,02-2,46	2,36
5. Показник заломлення при 20° С, умов.од.	1,219- 1,489	1,3489
6. Густина при 20° С, г/см ³	0,905-1,107	1,013
7. Водневий показник ,рН	13,0-14,0	14,0

Умови зберігання : в пакуванні виробника у складських приміщеннях при температурі від 0°С до 35°С протягом 36 місяців

Призначення засобу : дезінфекція стоматологічного інструментарію

Даний сертифікат аналізу підтверджує відповідність виготовленого продукту вимогам ТУ У 24.2-30945492-005-2002 «Деско Борербад фасований».Зміна №1

ТзОВ «ДезоМарк»

м.Новояворівськ

11.07.2022 р.

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ДезоМарк"
ЄДРПОУ 30945492
ДЛЯ СЕРТИФІКАТІВ АНАЛІЗУ