



ТОВ "Джей Ес Україна"  
Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13,  
т./ф.: 38 (048) 7669161, т.: 38 (048) 7024340, email: jsukraineod@gmail.com, www.jsukraine.com.ua

МФО 305299 / ЄДРПОУ – 37008766  
п/р UA53305299000026002004903502 / ПАТ КБ «Приватбанк»

## Медико-технічні вимоги

Назва	Найменування складових	Медико-технічні вимоги
<b>Набір гінекологічний, комплектація 8</b>	пелюшка; рукавички оглядові; дзеркало гінекологічне; щіточка ендocerвікальна тип Д; скло предметне; бахіли.	<p>Набір гінекологічний має мати наступний склад: пелюшка 1шт., орієнтовним розміром 60x50 см, матеріал пелюшки ламінований спанбонд; рукавички оглядові стерильні р.М – 2шт; дзеркало гінекологічне стерильне (оксид етилену) з поворотньо-зубчастою фіксацією, розмір дзеркала S або M, матеріал дзеркала PS – 1шт.; щіточка ендocerвікальна тип Д – 1шт.; скло предметне з орієнтовними розмірами 25x76 мм – 1шт.; бахіли – 2шт.</p> <p>Щіточка ендocerвікальна тип Д повинна бути призначена для одномоментного забору матеріалу (епітелію) в гінекологічній практиці з двох гістологічно відмінних зон: шийки матки та цервікального каналу. Має складатися з ручки (матеріал PP) і робочої голівки (матеріал PE). Конструкція щіточки має забезпечити зіскоб середніх шарів епітелію цервікального каналу з мінімальною травматизацією капілярних судин даної анатомічної області. Розміри мають бути: довжина виробу 20см; ширина голівки 1,8-2,0см; довжина робочої частини голівки 3,0см. Центральна частина щіточки має виступати на 10мм та мати шорстку поверхню для забору достатньої кількості епітелію для проведення лабораторних досліджень.</p> <p>Набір повинен бути стерильним Повинен мати індивідуальне пакування Повинен бути для одноразового використання</p>

Директор ТОВ "Джей Ес Україна"

Сохань С.Є.