

Назва	Найменування складових	Медико-технічні вимоги
Набір гінекологічний, комплектація 8	<ul style="list-style-type: none"> - пелюшка; - рукавички оглядові; - дзеркало гінекологічне; - щіточка ендocerвікальна тип Д; - скло предметне; - бахіли. 	<p>Набір гінекологічний має мати наступний склад:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пелюшка 1шт., орієнтовним розміром 60x50 см, матеріал пелюшки ламінований спанбонд; - рукавички оглядові стерильні р.М – 2шт; - дзеркало гінекологічне стерильне (оксид етилену) з поворотньо-зубчастою фіксацією, розмір дзеркала М, матеріал дзеркала PS – 1шт.; - щіточка ендocerвікальна тип Д – 1шт.; - скло предметне з орієнтовними розмірами 25x76 мм – 1шт.; - бахіли – 2шт. <p>Щіточка ендocerвікальна тип Д повинна бути призначена для одномоментного забору матеріалу (епітелію) в гінекологічній практиці з двох гістологічно відмінних зон: шийки матки та цервікального каналу. Має складатися з ручки (матеріал PP) і робочої голівки (матеріал PE). Конструкція щіточки має забезпечити зіскоб середніх шарів епітелію цервікального каналу з мінімальною травматизацією капілярних судин даної анатомічної області. Розміри мають бути: довжина виробу 20см; ширина голівки 1,8-2,0см; довжина робочої частини голівки 3,0см. Центральна частина щіточки має виступати на 10мм та мати шорстку поверхню для забору достатньої кількості епітелію для проведення лабораторних досліджень.</p> <p>Набір повинен бути стерильним Повинен мати індивідуальне пакування Повинен бути для одноразового використання</p>