

Назва	Медико-технічні вимоги
Щіточка ендоцервікальна тип Б	<p>Призначення: для одномоментного забору матеріалу (епітелію) в гінекологічній практиці з двох гістологічно відмінних зон: шийки матки та цервікального каналу.</p> <p>Має складатися з ручки (матеріал РР) і робочої голівки (матеріал РЕ). Робоча голівка повинна мати вигляд плоскої щіточки у формі трапеції, що складається з гнучких полімерних щітинок різної довжини.</p> <p>Конструкція щіточки має забезпечити зіскоб поверхневих шарів епітелію.</p> <p>Розміри мають бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> довжина виробу 20см; ширина голівки 1,8-2,0 см; довжина робочої частини голівки 2,5-2,6 см. <p>Центральна частина щіточки має виступати на 8 мм.</p> <p>Повинна бути стерильною, апірогенною та нетоксичною.</p> <p>Повинна бути для одноразового використання.</p> <p>Повинна мати індивідуальне пакування.</p>